

## PRACTICA 16 Jabón lavador de material

### 1 Objetivo

Saber preparar el jabón lavador de material al 2%

### 2 Reactivos

Agua destilada

Detergente

### 3 Material

Matraz aforado de 200ml

vaso de precipitados

Pipeta graduada

Pipeta pasteur

varilla agitadora

embudo

### 4 Procedimiento

1 Con una pipeta graduada, medir 4ml de detergente y disolverlo, junto con un poco de agua en un vaso de precipitados con la ayuda de una varilla agitadora

2 Pasar la mezcla al matraz aforado y enrasarlo.

3 Homogeneizar por inversión

### 5. Calculos

$$\bullet \text{ Detergente} \rightarrow \frac{2\% \cdot 200\text{ml}}{200} = 4\text{ml}$$