MODULO OPERACIONES BASICA DE LABORATORIO

PRACTICA № 25

DENOMINACION: SEPARACIÓN DE LOS PIGMENTOS VEGETALES QUE INTERVIENEN EN LA FOTOSÍNTESIS.

FECHA: ABRIL 2020 (periodo estado de alarma practica realizada en casa)

1. OBJETIVO

↓ Extracción de los pigmentos vegetales que intervienen en la fotosíntesis

2. MATERIAL

■ Mortero con pistilo.

Papel de filtro.

Embudo.

- Vaso de precipitados.
- > Explicar la adaptación del material

3. REACTIVOS

- 20ml Etanol 96°.
- 50 g de hojas verdes de acelga o espinaca **frescas** (podemos coger congeladas pero los resultados no serán los mismos)
 - Explicar la adaptación de reactivos

4. PROCEDIMIENTO

- **1.** Partir las hojas de acelga o espinaca finamente y triturar con pistilo en el mortero hasta formar una pasta.
- 2. Añadir 20 ml de etanol 96° y mezclar el alcohol con la pasta formada con las hojas.
- **3.** Filtrar con embudo y filtro de pliegues y recoger el líquido filtrado.
- **4.** Poner 4 ml del filtrado, aproximadamente, en un vaso de precipitados e introducir una tira de papel de 4 x 10 cm, de forma que quede apoyada en el vaso.
- **5.** Dejar transcurrir 15 minutos para que el disolvente vaya subiendo por el papel arrastrando los componentes de las sustancias que forman los pigmentos vegetales.
- **6.** Finalmente, observar las bandas coloreadas que aparecen y su anchura. Cuanto mayor sea su anchura, mayor será su concentración en la planta.

5. CALCULOS

No procede

6. VALORACION

----tendréis que redactarlo vosotros una vez realizada la práctica -----

Vuestra valoración de la practica y posibles modificaciones que hayáis realizado