

PROTOCOLO DE PRÁCTICA ANÁLISIS DE GRUPOS SANGUÍNEOS

Práctica de grupos sanguíneos

- **Material**
 - Palillos
 - Porta objetos
 - Soluciones de anticuerpos A, B y D
 - Material de punción capilar
- **Modus operandi**
 - Realizar la punción capilar
 - Colocar tres gotas separadas en el portaobjetos
 - Colocar una o dos gotas, dependiendo de la cantidad de sangre, de uno de los anticuerpos en una de las gotas, y repetir con los otras dos soluciones de anticuerpos
 - Remover las gotas periódicamente hasta pasados unos minutos
 - Pasado este tiempo se podrá hacer la lectura del resultado
- **Conclusiones**
 - En mi caso, en las gotas con anti-B y anti D se produce aglutinación. Lo que nos indica que soy B+
 - En el caso de la profesora no se detecta aglutinación en ninguna gota, lo que nos indica que es 0-