# PRACTICA 15. Disolución %p/p

#### 1 Fundamento

Preparar una metala homogénea de una sostancia solida y una liquida

### 2 Material y reactivos

- · Vidrio de reloj
- · Vasa de precipitados
- · Espatula
- · Pipeta pasteur

- · varilla agitadora
- · Aspirina
- · Agua destilada

## 3 Calculos

· Aspirina + 05.140 = 079 · Agoa = 140-07= 13913

#### 4 Procedimiento

- 1 Pesar los 0'7 g de aspirina en un violvio de reloj utilizando una espatula
- 2 Pesar 139'3 g de agua en un vasa de precipitados
- 3 Transferir la aspirina al vaso de precipitados asegurandonos de que no queden restos en el vidrio de reloj
- 4 Homogeneizar con varilla agitadora
  - \*Si se utiliza la aspirina en pastillas se necesitará apricar calon para disolverlo porque una de los excipientes de la pastilla es el almidón